

---

ADCK STEP MUSEE– Rapport du  
bilan 24h

2022

---



# Documents de référence

- Délibération n° 10277/DENV/SE du 30 avril 2009 fixant les règles générales et les prescriptions techniques applicables aux installations soumises à déclaration dans la rubrique 2753 : « Ouvrages de traitement et d'épuration des eaux résiduelles domestiques ou assimilées ».

## 1 - Données de la station

Exploitant de l'installation : ADCK  
Contact : M TOULANGUI

Prestataire pour l'entretien : SOCOMETRA ENGIE  
Contact : Mayalen ETCHEVERRY  
Tel. 26 65 95

Cette station est de type bio disque, elle fonctionne avec un procédé biologique à culture fixée avec un décanteur final de type lamellaire.

Constructeur : PMT  
Capacité nominale : 160 équivalents habitants  
Charge hydraulique maxi : 24 m<sup>3</sup> / jour  
Année de mise en service : OCT 2020

La station d'épuration est composée des ouvrages suivants :

- Un poste de relevage
- un décanteur primaire
- une unité de biodisque
- un décanteur lamellaire avec une pompe d'extraction des boues

## 2 - Mesures physico-chimiques

Le prélèvement a été effectué à l'aide d'un préleveur d'échantillon réfrigéré 24 flacons.  
Les prélèvements ont été réalisés les 01 et 02/03/2022.

Paramètres analysés	Valeurs	Limites
pH	7.8	6 à 8.5
Demande biochimique en O <sup>2</sup>	4	25
Matières en suspension	4.97	35
Demande chimique en O <sup>2</sup>	55	125

## 3 - Conclusion

Les résultats sont conformes à la réglementation.



## LABORATOIRE D'ANALYSES DES EAUX ET D'ENVIRONNEMENT

Agréé par la Province Nord : Arrêté 64/96 du 20 août 1996.

Agréé par la Province des Iles : Arrêté n° 2002-479/PR du 12 septembre 2002.

### RAPPORT D'ANALYSES

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous les résultats des analyses demandées.

Demandeur	: SOCOMETRA	Echantillon prélevé par	: A.P. / SOCOMETRA
N° d'enregistrement	: 2201042	Date de prélèvement	: 2/03/22 à 9:31
Nature du prélèvement	: EAU USEE	Date d'arrivée au laboratoire	: 2/03/22 à 14:40
Lieu du prélèvement	: ADCK	Date début d'analyse	: 2/03/22
	: B24H/ECHANTILLONNEUR	Date de validation	: 5/04/22
Type du prélèvement	: EAU TRAITEE	Température du contenant	: 5,0°C
Niveau du prélèvement	: AUTRE		

	Valeurs mesurées	Unité mesure	Limite de Quantification
<b>PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES</b>			
pH (2).....	7,8		
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 10523)			
Température de mesure du pH.....	18,1	°C	0,1
(Méthode d'analyse : SONDE TEMPÉRATURE)			
<b>PARAMETRES CHIMIQUES</b>			
Demande biochimique en oxygène.....	4	mg/l en O <sub>2</sub>	1
(Méthode d'analyse : MES. MANOMETRIQUE OXITOP)			
Matières en suspension (2).....	4,97	mg/l	2,00
(Méthode d'analyse : NF EN 872)			
ST-DCO (2).....	55	mg/l en O <sub>2</sub>	3
(Méthode d'analyse : ISO 15705)			

(2) Paramètre couvert par l'accréditation

### COMMENTAIRES :

Les résultats ne se rapportent qu'à l'échantillon analysé.

- Le rapport d'analyses ne doit être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.
- Toutes les informations techniques relatives aux analyses sont disponibles auprès du laboratoire. Nous tenons à vous préciser, que les éventuelles déclarations de conformité aux spécifications réglementaires ou client, ne tiendront pas explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
- Les limites de quantifications indiquées expriment les capacités optimales de nos procédés et n'ont à ce titre qu'une valeur indicative. Des variations de ces seuils sont susceptibles d'être observées lors de l'analyse d'échantillons de nature particulière.
- Les types de filtres utilisés pour l'analyse des MES sont en microfibre de verre. Leur masse est comprise entre 0,0850g et 0,170g.

Nouméa, le 05 Avril 2022



Technicienne de laboratoire  
KEIKO ARAGUISOOUKID

EN/CAN/13

Indice de révision : a



SOCOMETRA ENGIE  
3, rue Auer, Ducos, BP483  
98845 Nouméa CEDEX, Nouvelle Calédonie  
T +687 26 65 65 - F +687 26 65 50  
[Cofelysocometra.nc](http://Cofelysocometra.nc)